

COVID -19

TESZTEK

Kapcsolat:

dr Lehmann Orsolya

ügyvezető

+ 36 70 315 5755

drlehmannorsolya@aerosoft.hu

Bedő Anikó

értékesítési vezető

+ 36 30 625 7923

sales.bedoaniko@gmail.com

Aerosoft Kft.

1024 Budapest, Buday László utca 16.fszt.

Adószám: 24096616-2-41



Kereskedelmi feltételek

Szállítási határidő: 1-2 munkanap, minimum rendelési mennyiség nélkül

Fizetés utánvéttel vagy díjbekérővel előreutalással

Fizetési határidő: 3-8 nap (átutalás esetén)

Az árak az áfát nem tartalmazzák, amely a tesztek esetén 5%.

60.000 Ft. felett INGYENES SZÁLLÍTÁS az ország egész területére

Csomagszállító partnerünk: ComplExpressz; MPL futárszolgálat

Az ajánlati áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák, és a készlet erejéig érvényesek!

**az Omicron
és egyéb ismert
variánsok
kimutatására is
alkalmas
orrüregi
önteszt**



BOSON– SARS-COV-2 antigén gyorsesz

- a német BOSON COVID-19 antigén gyorsesz
előnye, hogy a mintavétel nem az orrgaratban,
hanem az elülső orrüregben történik, fájdalommentesen
mivel, csak 2,5 cm mélyen kell a mintavételt végezni
- az Európai Unióban otthoni öntesztelésre elsőként
engedélyezett orvostechnikai eszköz, amelyet Magyarországon
is elsőként regisztrált az OGYÉI
- 1 db-os kiszerelés
- Szenzitivitása: 96,77% , Specificitása: 99,2% , Pontosság: 98,7%

Gyógyászati segédeszköz és EP-re elszámolható.

**az Omicron
és egyéb ismert
variánsok
kimutatására is
alkalmas
orrüregi
önteszt**

EASY DIAGNOSIS – 1 db-os újgenerációs antigén önteszt



- veszélyes hulladék visszagyűtő tasakkal
- EU-szinten otthoni használatra engedélyezett
- Nagy hagyományokkal rendelkező Kínai gyártótól
- Az elülső orrüreg eszközének a minősége a felső kategóriás márkáinkhoz hasonló, de kedvezőbb az ára
- gyorsdiagnosztikai eszköz, kellemesebb használatot biztosító mintavevő pálca
- Szenzitivitás: 96,1%, Specificitás: 100% , Pontosság: 98%

Gyógyászati segédeszköz és EP-re elszámolható.

**az Omicron
és egyéb ismert
variánsok
kimutatására is
alkalmas
orrüregi
önteszt**




EASY DIAGNOSIS– 5 db-os újgenerációs antigén önteszt

- veszélyes hulladék visszagyűtő tasakkal
- EU-szinten otthoni használatra engedélyezett gyorsdiagnosztikai eszköz
- Nagy hagyományokkal rendelkező Kínai gyártótól
- Az elülső orrüreg eszközének a minősége a felső kategóriás márkáinkhoz hasonló, de kedvezőbb az ára
- **orrüregi teszt** - kellemesebb használatot biztosító mintavevő pálca
- Szenzitivitás: 96,1%, Specifitás: 100% , Pontosság: 98%

Gyógyászati segédeszköz és EP-re elszámolható.

**az Omicron
és egyéb ismert
variánsok
kimutatására is
alkalmas
önteszt**



AMONMED– újgenerációs antigén gyorseszteszt (nyálteszt)


1db-os kiszerezés

EU által otthoni használatra engedélyezett

- A COVID-19 fertőzés és az aktuális fertőzőképesség fájdalommentes kimutatására nyálpálcikás önteszt
- ideális óvodás, kisiskolás gyerekek tesztelésére is
- az eszközt csak szájba kell helyezni, és higiénikusan 2-3 mp-es mintavétellel biztonságosan elvégezhető a tesztelés
- A minőségi nyáltesztek közül a legmagasabb értékekkel bíró teszt az AmonMed
- Szenzitivitás: 96,55%, Specificitás: >99%, Pontosság: 98,86%

Gyógyászati segédeszköz és EP-re elszámolható.

**oltás után
termelődő IgG
antitestek szemi-
kvantitatív
kimutatására**



LOMINA– IgG/IgM antitest gyorsesz

- A svájci LOMINA az egyetlen patikában kapható gyorsesz, amely alkalmas újbegyől vett vércseppből történő mintavétel után az oltás után termelődő IgG antitestek szemi-kvantitatív kimutatására, azaz az antitestek mennyiségét sávos beosztásban jelzi.
 - Rendszeres méréssel követni lehet az oltás utáni antitest szint változást, azaz a tesz
 - 2 db-os kisz
 - Sz
- Specificitása: 95,49%

Antitest szint általános jelzése és a Covid-19 elleni védelem				
Az IgG vonal megjelenésének ideje	0-10 perc	11-30 perc	31-45 perc	> 45 perc
Antitest szint	Magas antitest szint	Közepes antitest szint	Alacsony antitest szint	Nagyon alacsony antitest szint vagy semennyi

Gyógyászati segédeszköz és EP-re elszámolható.

**oltás után
termelődő IgG
antitestek szemi-
kvantitatív
kimutatására**



LOMINA– IgG/IgM antitest gyorseszteszt

- A svájci LOMINA az egyetlen patikában kapható gyorseszteszt, amely alkalmas újbegyűlt vett vércseppből történő mintavétel után az oltás után termelődő IgG antitestek szemi-kvantitatív kimutatására, azaz az antitestek mennyiségét sávok beosztásában jelzi.
- Rendszeres méréssel követni lehet az oltás utáni antitest szint változást, azaz a teszt hozzávetőlegesen jelzi a szervezet védettségének szintjét is
- 1 db-os kiszerelés
- Szenzitivitása: 94,08% Specifitása: 95,49%

Antitest szint általános jelzése és a Covid-19 elleni védelem				
Az IgG vonal megjelenésének ideje	0-10 perc	11-30 perc	31-45 perc	> 45 perc
Antitest szint	Magas antitest szint	Közepes antitest szint	Alacsony antitest szint	Nagyon alacsony antitest szint vagy semennyi

Gyógyászati segédeszköz és EP-re elszámolható.

Hazai önmintavételes Covid 19 antigén tesztek szenzitivitásának és ár/érték arányának összehasonlítása											
	Mintavétel típusa	Gyári analitikai értékek			Gyári klinikai vizsgálati elemszám			Konfidencia Intervallum	Gyári és valós szenzitivitás átlaga*	Ár	Ár/érték arány
Termék név		Szenzitivitás	Specifitás	Pontosság	Összesen	Pozitív	Negatív	Szenzitivitás 95%-os szignifikancia szinten			
AmonMed	Nyál	96,55%	100,00%	98,96%	677	203	474	93,05 - 98,32%	Magas	Alacsony	Kiemelkedő
Boson	Orrüreg	96,77%	99,20%	98,70%	156	N.A.	N.A.	N.A.	Magas	Közepes	Magas
Biosynex	Orrüreg	97,20%	100,00%	97,00%	249	109	140	90,9 - 98,7%	Magas	Magas	Közepes
Screenitalia (Alltest)	Nyál	90,10%	99,30%	97,00%	406	101	305	82,5 - 95,1%	Alsó	Magas	Alacsony
Alltest Beright	Nyál	90,10%	99,30%	97,00%	406	101	305	82,5 - 95,1%	Alsó	Alacsony	Közepes
Wesali	Orrüreg	82,40%	99,70%	95,00%	500	136	364	74,68 - 88,15%	Alsó-közép	Alacsony	Közepes
Easy Diagnosis	Orrüreg	96,10%	100,00%	98,00%	202	98	104	90,4 - 98,5%	Magas	Alacsony	Kiemelkedő
WONDFO 2019-nCov Antigen test	Orrüreg	96,18%	99,72%	97,67%	859	497	362	96,43 - 98,49%**	Alsó-közép	Közepes	Nt.***
A ROCHE (SD Biosensor) (Sdb-os)	Orrüreg	96,40%	99,60%	95,00%	373	110	263	78,5% - 92,2%	N.A.****	Alacsony - közepes	Közepes - magas*****

*Gyári adatok és független klinikai vizsgálatok átlaga alapján, az összes szereplő teszt professzionális változatát ugyanazon módszertannal hasonlították össze (Paul Ehrlich Institute, Németország), a Screenitalia és a Beright nem került fel a 122 elemzett antigén eszköz toplistájára.**feltehetően számítási hiba, az alsó értéknek 95%-os szignifikancia szinten alacsonyabbnak kell lennie, mint a 96,18%-os középpérték. *** nem megállapítható biztonsággal, további kutatást igényel. ****A ROCHE otthoni, önmintavételes tesztjéről nem áll rendelkezésünkre dedikált független vizsgálati adat, a ROCHE professzionális nasopharyngealis COVID_19 antigén tesztje viszont az egyik leginkább kutatott tesztnek számít a nemzetközi szakirodalomban, típkusan más tesztekét meghaladó analitikai eredményekkel. ***** A ROCHE tesztjének patikák által alkalmazott árszínjéről nem áll rendelkezésünkre adat, így az ár/érték arány csak feltételezhető. Táblázat lezárva: 2021 november 30. Forrás: Gyártói használati útmutató adatok, Paul Ehrlich Intézet, Gyorstesztlabor.hu elemzés





Lépjen velünk kapcsolatba!

dr Lehmann Orsolya

ügyvezető

+ 36 70 315 5755

drlehmannorsolya@aerosoft.hu

Bedő Anikó

értékesítési vezető

+ 36 30 625 7923

sales.bedoaniko@gmail.com

Aerosoft Kft.

1024 Budapest, Buday László utca 16.fszt.

Adószám: 24096616-2-41